

Technomax Gold



Les **coffres-forts** Technomax Gold sont conçus pour l'usage quotidien, ils protègent vos objets de valeur contre le vol et l'indiscrétion.

Pour ces **coffres** légers une bonne fixation est cruciale.



Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S1, S2

Indication valeur du contenu security level S1: € 2 500 cash ou € 5 000 objets

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Les modèles GMK, GMD et GMT sont certifiés Security level S2. Le modèle GMT 3P n'est pas certifié.
- Porte et cadre en acier 10mm, le corps est en acier 5mm d'épaisseur
- Verrouillage trois* directions par des pènes en acier (sauf modèles taille 3)
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par une plaque blindage d'acier au manganèse
- GMT avec serrure à code électronique avec serrure de déblocage à double panneton et bornes d'alimentation de secours à l'extérieure de la porte.
- GMD avec serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique avec trois compteurs.
- GMK avec serrure à clef double panneton
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: bleu foncé

Résistance effraction classe S2

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
GMK 3	220	350	300	200	340	245	18 l	25 kg	1
GMK 4	280	400	350	260	390	295	31 l	36 kg	1
GMK 5	350	470	350	330	460	295	47 l	48 kg	1
GMK 6	430	490	350	410	480	295	60 l	56 kg	1
GMK 7	490	430	400	470	420	345	70 l	61 kg	1
GMD 3	220	350	300	200	340	245	18 l	25 kg	1
GMD 4	280	400	350	260	390	295	31 l	36 kg	1
GMD 5	350	470	350	330	460	295	47 l	48 kg	1
GMD 6	430	490	350	410	480	295	60 l	56 kg	1
GMD 7	490	430	400	470	420	345	70 l	61 kg	1
GMT 4	280	400	350	260	390	295	31 l	36 kg	1

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
GMT 5	350	470	350	330	460	295	47 l	48 kg	1
GMT 6	430	490	350	410	480	295	60 l	56 kg	1
GMT 7	490	430	400	470	420	345	70 l	61 kg	1

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
GMT 3	220	350	300	200	340	245	18 l	25 kg	1